

## **KAKO RADI CRYO APARAT?**

Na području ili zoni koju se tretira nanosi se membrana sa termo gelom koja služi kao prepreka odnosno zaštita između vašeg tijela i uređaja, uređaj pomoću aplikatora zamrzava/kristalizira masne stanice.

Na početku tretmana tkivo se vakuumom usisa, zagrijava i klijent može imati osjećaj štipanja i topline, nakon toga može osjetiti blago peckanje što je uzrokovano hlađenjem. Ubrzo pacijent ne osjeća gotovo ništa i sve vrijeme tretmana može čitati, razgovarati na telefon ili odgovarati na poruke.

Nakon uklanjanja aplikatora educirano osoblje će tretirati kavitacijom (15 min) kako bi se dodatno razbile masne naslage i celulit. Nakon kavitacije područje tretiramo radio frekvencijom (15 - 20min) da bi se aktivirala mikrocirkulacija, zategnula koža te povećao učinak tretmana.